

# Dry & Store

تجربه شنیداری بهتر  
با دستگاه های



Global II

Zephyr

Dry Dome

Dry Caddy

Dry Brik

## چگونه رطوبت باعث خرابی دستگاه می شود؟

اعوجاج ، قطع و وصل شدن و نوسانات صدا و مشکلات مربوط به سمعک و پرسوسور کاشت حلزون اغلب مربوط به رطوبت است نه نقص سمعک یا پرسوسور کاشت حلزون. رطوبت و گردوخاک دشمن قطعات الکترونیکی است. نم موجود در دستگاه که به واسطه رطوبت هوا و یا تعرق پوست سر به درون دستگاه راه یافته است، هر چقدر هم که ناچیز باشد، با توجه به قابلیت رسانایی خود، موجب اتصالات مختلف مابین قطعات الکترونیکی به کار رفته در دستگاه شما می شود و دستگاه را از کار می اندازد. از طرف دیگر همین میزان اندک نم می تواند قابلیت جذب گرد و خاک و آلودگی را بالا ببرد که خود این عامل علاوه بر کاهش قدرت میکروفون ها، منجر به کاسته شدن سطح تماس قطعات الکترونیکی و هوا شده و در نتیجه موجب گرم شدن دستگاه شده و در بلند مدت موجب خرابی آن می شود.

Business Card



عرشیا گستر درمان

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر  
کوچه ششم ، پلاک ۲۲ ، واحد ۱۴  
تلفن: ۸۸۵۳۹۶۸۸  
www.arshiagostar.co  
info@arshiagostar.co

## Dry Brik

قرص های Dry Brik هنگام قرارگیری درون دستگاه Global و Zephyr ، در حین گردش هوای گرم مولکول های آب را به خود جذب می کند. این قرص ها در مقایسه با سیلیکاژل علاوه بر جذب بیشتر رطوبت عملکرد بهتری در دمای کاری دستگاه دارند عمر مفید هر قرص Dry Brik دو ماه است.



## Dry Caddy

برای مکان هایی که امکان دسترسی به برق وجود ندارد، Dry Caddy بهترین انتخاب ممکن است. این بسته کوچک، قابل حمل و ارزان قیمت، بدون استفاده از جریان برق، رطوبت قطعات را از بین می برد. بسته های Dry Caddy حاوی ۶ قرص رطوبت گیر DC Disc است که هر کدام به مدت دو ماه قابلیت جذب رطوبت را دارند. در نتیجه با داشتن یک بسته Dry Caddy می توانید به مدت یک سال سمعک یا پرسوسور کاشت حلزون خود را در برابر رطوبت حفظ کنید.



Dry & Store

## Dry Dome

**دستگاه Dry Dome** جدیدترین محصول از شرکت Dry & Store، دستگاهی کوچک، ارزان قیمت، قابل حمل و کم مصرف. مجموع این مزایا در کنار استفاده بسیار ساده از دستگاه، Dry Dome را یک انتخاب ایده آل برای مصرف کنندگان کرده است. کافی است هر شب قبل از خواب سمک یا دستگاه کاشت حلزون خود را درون دستگاه قرار داده و دستگاه را روشن نمایید. پس از گذشت هشت ساعت دستگاه به طور خودکار خاموش می شود و شما می توانید با خیال آسوده از دستگاه کمک شنیداری خود استفاده کنید.

### مزایای دستگاه Dry Dome

اندازه کوچک ( قطر ۸/۷۶ سانتی متر )

کانکتور میکرو USB / آداپتور ۵ ولتی



Dry  
& Store

## Zephyr

تمامی ویژگی های دستگاه Global بجز لامپ UV را دارد. فن موجود در دستگاه هوای گرم ۴۰-۳۶ درجه را به طور مداوم به گردش در می آورد. بدین شکل رطوبت از سمک، پروسسور کاشت حلزون و یا باطری ها جدا شده و جذب قرص های رطوبت گیر Dry-Brik می شود.

### مزایای دستگاه Zephyr

پرفروشترین در سال های اخیر

گرمای موثر و سایز مناسب

دمای ۳۶-۴۰ درجه سانتیگراد



Dry  
& Store

## Global II

**دستگاه Global II** به عنوان پیشرفته ترین دستگاه خشک کن، تمامی مزیت های ممکن برای یک دستگاه خشک کن را مینماید. این دستگاه با تولید هوای گرم و گردش آن به همراه فرایند پیوسته میکروب زدایی، سلامت دستگاه کمک شنیداری را تضمین می کند.

فضای گرم و مرطوب کانال گوش، محیط مناسبی را برای رشد میکروب فراهم می کند که می تواند منجر به ایجاد بوی بد، خارش، سوزش و حتی عفونت گردد. می توان کانال گوش را درمان کرد اما به محض استفاده مجدد از دستگاه کمک شنیداری آلوده، میکروب ها دوباره به درون گوش باز می گردند. با استفاده از لامپ ضد باکتری UV تعبیه شده درون دستگاه رطوبت گیر مدل Global می توان از نابودی تمامی میکروب ها اطمینان حاصل کرد.

پس از قرار دادن قطعات به همراه قرص رطوبت گیر Dry Brik و روشن نمودن دستگاه، لامپ ضد باکتری فعال می شود و پس از آن طی یک چرخه ۸ ساعته به کمک افزایش دما و گردش هوای درون محفظه رطوبت گیر، باکتری، آلودگی، رطوبت و بوی بد به طور کامل از دستگاهتان زدوده می شود.

### مزایای دستگاه Global II

زدودن بوی بد و رطوبت

میکروب زدایی با لامپ UV

گرمای ملایم

مدت زمان عملکرد ۸ ساعت



Dry  
& Store